



Natus Quantum Verstärker

Der Quantensprung in der Verstärkertechnologie – kompakte Technik in Natus-Qualität

Natus stellt seinen innovativsten Verstärker für Epilepsie-Monitoring und -Forschung vor: den Natus Quantum. Dieses kompakte Komplettpaket bietet einfach alles. Der Quantum-Verstärker wurde entwickelt, um den vielfältigen Anforderungen moderner Epilepsie-Stationen und Forschungszentren gerecht zu werden. Der Verstärker ermöglicht klinisches EEG-, Langzeit-Oberflächen- und intrakranielles Epilepsie-Monitoring sowie entsprechende Forschungsanwendungen mit höchsten Abtastraten und überragender Signalqualität.

Eine kompakte Lösung mit 256 Kanälen, äußerst hohen Abtastraten und integrierter digitaler Switch-Matrix

- Klinisches EEG-, Langzeit-Oberflächen- und intrakranielles Epilepsie-Monitoring sowie entsprechende Forschungsanwendungen
- 256 referentielle und 16 differentielle Kanäle
- Gleichzeitige Aufzeichnung von zwei Datenströmen ermöglicht effiziente Arbeitsabläufe in Klinik und Forschung
- Geeignet für Schlafstudien mit 16 DC-Kanälen und Pulsoximetrie
- Ausgezeichnete Signalqualität mit bis zu 16 kHz Abtastrate
- Vom Patienten tragbarer 256-Kanal-Verstärker
- Integrierte Data-Stream Wizard (DSW) zur funktionellen Gehirnkartierung
- Verbindung über Ethernet oder USB



Weitere Informationen
und Preisangaben erhalten
Sie telefonisch von Ihrem
Vertriebsmitarbeiter von
Natus Neurology unter
1-800-387-7516.