


Führungsdraht PTFE



Abmessungen

$\varnothing$ 0.018" / 0,46 mm
 $\varnothing$ 0.021" / 0,53 mm
 $\varnothing$ 0.025" / 0,63 mm
 $\varnothing$ 0.028" / 0,71 mm
 $\varnothing$ 0.032" / 0,81 mm
 $\varnothing$ 0.035" / 0,89 mm
 $\varnothing$ 0.038" / 0,96 mm

Längen

30 – 450 cm

Material

Edelstahl
 PTFE beschichtet

Spitzenform distal

Gerade Spitze
 J-Spitze Radius: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm

Distal flexible Länge

Standard 4,5 cm flexible Spitze

Schaft Steifigkeit

Standard
 Stiff kundenspezifisch

Beispiel für Bestellung Führungsdraht

(H/X/X)-S/Jx-(C)-0xx-L

(Beispiel: J3-C-035-150)

H Stiff Führungsdraht

H-X Extra Stiff Führungsdraht

H-X-X Super Stiff Führungsdraht

S Gerade Spitze

Jx J-Spitze Radius

J1.5 mm

J3 mm

J6 mm

J15 mm

C PTFE beschichtet

Without C Edelstahl

0xx: Abmessung des Führungsdrahtes

0.018" (0,46 mm)

0.021" (0,53 mm)

0.025" (0,63 mm)

0.028" (0,71 mm)

0.032" (0,81 mm)

0.035" (0,89 mm)

0.038" (0,96 mm)

L: Länge des Führungsdrahtes

(von 30 bis 450 cm)

Hydrophiler Nitinol Führungsdraht



Oberfläche

Hy = Hydrophil

Material

N = Nitinol

M = Edelstahl

Spitzenform Distal

A = gebogene Spitze

S = gerade Spitze

R = formbare Spitze

Spitze Steifigkeit

ST = Standard Spitzensteife

SO = weiche Spitze

F = schlaffe (floppy) Spitze

Abmessungen

Ø 0.018" / 0,46 mm

Ø 0.025" / 0,63 mm

Ø 0.032" / 0,81 mm

Ø 0.035" / 0,89 mm

Ø 0.038" / 0,96 mm

Schaft Steifigkeit

D = Standard

H = Extrafest

Längen


80 – 450 cm

Beispiel für Bestellnummer: **Hy-N-A-ST-032-D-150**

Hydrophil - Nitinol - gebogene Spitze – Standard Steifigkeit - 0.032" – Schaft Standard - 150 cm Länge




KATHETERWECHSELDRAHT nach LUNDERQUIST



Art.-Nr.	Bezeichnung	Größe
BBLD3590FBJ15	Lunderquist-Draht, <i>PTFE-beschichtet</i> , 1,5 mm J-gebogen	.035" x 90 cm
BBLD3590FBJ3	Lunderquist-Draht, <i>PTFE-beschichtet</i> , 3,0 mm J-gebogen	.035" x 90 cm
BBLD3590FBG	Lunderquist-Draht, <i>PTFE-beschichtet</i> , gerade	.035" x 90 cm
BBLD3590FUJ3	Lunderquist-Draht, <i>unbeschichtet</i> 3,0 mm J-gebogen	.035" x 90 cm
BBLD3590FUG	Lunderquist-Draht, <i>unbeschichtet</i> gerade	.035" x 90 cm

Führungsdraht Lunderquist PTC



Spitzenform

S = Gerade Spitze

J = distale Spitze gebogen: 1,5 – 3 – 6 – 15 mm

Material

Edelstahl

C = PTFE Beschichtung

F = Distale flexible Länge

5 – 7 – 10 – 12 – 15 – 17 cm

Dimameter

Ø 0.025" / 0,63 mm

Ø 0.035" / 0,89 mm

Längen

50 – 60 – 70 – 80 – 90 – 100 – 120 – 150 – 260 cm

Beispiel für Bestellnummer: **PTC-J1,5-C-F5-035-80**

PTC - gebogene Spitze 1,5mm - PTFE beschichtet - flexible Länge 5 cm - 0.035" - 80 cm Länge

Führungsdrähte, Edelstahl und Nitinol Guide wires, Stainless Steel and Nitinol

Führungsdrähte in unterschiedlichen Materialien und Versionen die, die medizinischen Prozeduren aufgrund Ihrer Qualität erleichtern.

Guide wires in different materials and versions, which improve and ease the medical procedures due to quality and performance.

Gerade Spitze, bewegliche Seele, PTFE beschichtet

Straight tip, movable core, PTFE coated

J-tip, 3mm, bewegliche Seele, PTFE beschichtet

J-Tip, 3 mm, movable core, PTFE coated

Gerade Spitze, feste Seele, PTFE beschichtet

Straight tip, fixed core, PTFE coated

J-gebogene Spitze, 3mm, feste Seele, PTFE beschichtet

J-Tip, 3 mm, fixed core, PTFE coated

Gerade Spitze, Nitinol Führungsdraht, hydrophil, Soft

Straight tip, Nitinol guide wire, hydrophilic, Soft

Gerade Spitze, Nitinol Führungsdraht, hydrophil, Standard

Straight tip, Nitinol guide wire, hydrophilic, Standard

Gerade Spitze, Nitinol Führungsdraht, hydrophil, Stiff

Straight tip, Nitinol guide wire, hydrophilic, Stiff

Gerade Spitze, Nitinol Führungsdraht, hydrophil, Super Stiff

Straight tip, Nitinol guide wire, hydrophilic, Super Stiff

J-gebogene Spitze, Nitinol Führungsdraht, hydrophil, Standard

J-Tip, Nitinol guide wire, hydrophilic, Standard

2 flexible Enden, distal und proximal. Ideal für flexible Ureterorenoskope, Gerade Spitze

2 flexible ends, distally and proximally. Ideal for flexible ureterorenoscopes, Straight tip

Guide Wires

Gsös enviefalt
Gute Flexibilität
Gute Vorschiebbbarkeit
Knickstabil
Sehr gute Verarbeitung

Large variety in sizes
Good flexibility
Good pushability
Excellent tracking
Kinkresistant
Good craftsmanship

2 flexible Enden, distal und proximal. Ideal für flexible Ureterorenoskope, Gerade Spitze

2 flexible ends, distally and proximally. Ideal for flexible ureterorenoscopes, Straight tip

Beschreibung hydrophil Nitinol Description hydrophilic Nitinol	Durchmesser Diameter (Inch)	Länge Length (cm)	Bestellnummer Order Code	Beschreibung, Edelstahl, PTFE beschichtet Description, Stainless Steel, PTFE coated	Durchmesser Diameter (Inch)	Länge Length (cm)	Bestellnummer Order Code
5 Gerade Spitze, Nitinol, soft <i>Straight, Nitinol, soft</i>	.018	150	B-515018039	1 Gerade Spitze, bewegl. Seele, PTFE <i>Straight tip, movable core, PTFE</i>	.032	100	B-515018020
	.035	150	B-515018019		.032	150	B-515018028
6 Gerade Spitze, Nitinol, standard <i>Straight, Nitinol, standard</i>	.018	150	B-515018016		.035	100	B-515018010
	.035	150	B-515018017		.035	150	B-515018030
7 Gerade Spitze, Nitinol, stiff <i>Straight, Nitinol, stiff</i>	.018	150	B-515018040	2 J-Tip, bewegl. Seele, PTFE <i>J-tip, 3 mm, movable core, PTFE</i>	.038	100	B-515018021
	.035	150	B-515018041		.038	150	B-515018032
8 Gerade Spitze, Nitinol, super stiff <i>Straight, Nitinol, super stiff</i>	.018	150	B-515018042		.032	150	B-515018022
	.035	150	B-515018018		.035	100	B-515018023
9 J-tip, Nitinol, standard <i>J-tip, Nitinol, standard</i>	.035	100	B-515018044	3 Gerade Spitze, feste Seele, PTFE <i>Straight, fixed core, PTFE</i>	.035	150	B-515018001
	.038	100	B-515018047		.038	100	B-515018024
	.038	150	B-515018048		.038	150	B-515018025
10 2 Seiten flexibel, J-tip, Nitinol <i>2 sides flexible, J-tip, Nitinol</i>	.035	100	B-515018045		.021	100	B-515018026
	.035	150	B-515018046	4 J-Tip, feste Seele, PTFE <i>J-tip, fixed core, PTFE</i>	.032	100	B-515018027
					.032	150	B-515018004
					.035	100	B-515018029
					.035	150	B-515018003
					.038	100	B-515018031
					.038	150	B-515018008
					.032	100	B-515018033
					.032	150	B-515018034
					.035	100	B-515018035
					.035	150	B-515018036
					.038	100	B-515018037
					.038	150	B-515018038

VPE / Box: 10 Stück / units

VPE / Box: 10 Stück / units

Andere Längen auf Anfrage.
Other lengths on request.

Universale Ureter Einführschleuse, hydrophil beschichtet Universal Ureteral Access Sheath, hydrophilic coated

u-access

Vorteile

Einhandbedienung
Sehr flexibel
Sehr gute Steuerbarkeit
Gute Schubkraft
Anti-Knick Technik

Advantages

Single Hand Usage
Highly flexible
Very good trackability
Excellent Pushability
Anti-Kink technology

Die Schleuse reduziert potentielles Trauma und schützt den Ureter, delicate Instrumente und kleinere flexible Scopes während wiederholtem Instrumenteneinsatz.

The sheath protects the ureter, delicate instruments and the smaller flexible scopes during repeated Instrument exchanges, reducing the potential of trauma.

Einhandbedienung
Single-hand usage

Große Trichteröffnung
mit Fadenaugen
Large funnel
with suture holes

Edelstahl-verstärkte Schleuse
Stainless Steel reinforced sheath

Edelstahl-verstärkte Schleuse
Stainless Steel reinforced sheath

Hydrophil beschichtet
Hydrophilic coated

2 verschiedene Härtegrade für exzellente Vorschiebbarkeit und Flexibilität
2 reinforced Durometer for excellent pushability and flexibility


Sanfter Übergang
Dilatator - Schleuse
Soft transition
Dilatator - Sheath

Verstärktes PTFE
Reinforced PTFE

Röntgenmarkierung
Radiopaque marker

SemiFlex Tip, ultrakurz
SemiFlexTip, ultrashort

Ureter Einführschleuse
Ureteral Access Sheath



Dilatator Grösse Dilator Size	Schleusen Aussendurchmesser Sheath Outer Diameter	Schleusen Innendurchmesser Sheath Inner Diameter	Schleusen Länge Sheath length	Bestellnummer Order code
6 - 12 F	14 CH / 4,5 mm	12 CH / 4,00 mm	24	D-200430403
			30	D-200431403
			38	D-200432403
			45	D-200441403
			54	D-200451403
6 - 10 F	12 CH / 4,0 mm	10 CH / 3,30 mm	24	D-200330404
			30	D-200331404
			38	D-200341404
			45	D-200332404
			54	D-200431404

Fascial Dilatator Set (20 cm Länge)

Hydrophil beschichtet

Röntgengedichtes Polyethylen mit weiblichem Luer Anschluss,
geeignet für 0.038" Führungsdrähte



Art.Nr. FDS 6-10

5 Dilatatoren

CH 6 – CH 7 – CH 8 – CH 9 – CH 10

Art.Nr. FDS 8-16

6 Dilatatoren

CH 8 – CH 10 – CH 12 – CH 14 – CH 16 – CH 18

Nottingham 1-Schritt Dilatator (70 cm Länge)

Hydrophil beschichtet

Konus Spitze 4 cm, geeignet für 0.038" Führungsdrähte



Art.Nr. NOT 6-10

Schaft CH 10

Konus von CH 6 – CH 10

Art.Nr. NOT 6-12

Schaft CH 12

Konus von CH 6 – CH 12

Urethra Dilatatoren

Zur Dehnung der Harnröhrenmündung
Modelle für Erwachsene und Kinder



Art. Nr. MDA

Erwachsenen Dilatator

Art. Nr. MCP

Kinder Dilatator

Ureter Dilatator Set (70 cm Länge)



Artikelnummer: UDS 6/16-70

Ureteral Dauerset, Länge 70 cm, Durchmesser 6 Fr, 8 Fr, 10 Fr, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr
Hydrophil beschichtet, weiblicher Luer-Lock, empfohlener Führungsdraht 0,038"

Ureter Dilatator und Arbeitskanal Hydrophil beschichtet


Dilatator und gleichzeitig Arbeitskanal
Dilatiert und schützt den Ureter bei Mehrfacheingriff



Art.Nr.	Innen Durchmesser	Länge
UAS 9-13	9 Fr = 3 mm	13 cm
UAS 9-20	9 Fr = 3 mm	20 cm
UAS 9-28	9 Fr = 3 mm	28 cm
UAS 9-30	9 Fr = 3 mm	30 cm
UAS 9-35	9 Fr = 3 mm	35 cm
UAS 9-45	9 Fr = 3 mm	45 cm
UAS 12-13	12 Fr = 4 mm	13 cm
UAS 12-20	12 Fr = 4 mm	20 cm
UAS 12-28	12 Fr = 4 mm	28 cm
UAS 12-30	12 Fr = 4 mm	30 cm
UAS 12-35	12 Fr = 4 mm	35 cm
UAS 12-45	12 Fr = 4 mm	45 cm
UAS 14-13	14 Fr = 4.7 mm	13 cm
UAS 14-20	14 Fr = 4.7 mm	20 cm
UAS 14-28	14 Fr = 4.7 mm	28 cm
UAS 14-30	14 Fr = 4.7 mm	30 cm
UAS 14-35	14 Fr = 4.7 mm	35 cm
UAS 14-45	14 Fr = 4.7 mm	45 cm

SSD-Dilatator

Schraubschnecken Dilatator



Anwendungen:

1-Schritt Harnröhrenbougieung
Reinsertion Suprapubischen-Katheter

Vorteile:

1-Schritt-Technik – Patientenfreundlich

Material: glatte Oberfläche zur leichten Instrumenteneinführung

HYDRAULISCHE URETHRADILATATOREN

HYDRAULISCHES URETHRADILATATOREN-SET

zur Behandlung von
Urethrastrikturen und zur
postoperativen Dilatation der
Urethra nach Urethrotomia interna.

- 2-Wege-Dilatator aus
Polyurethan
- weiß, röntgendicht
- mit armiertem Spezialballon
aus Latex, Ballonfülldruck 5 bar
- Hohlmandrin und
Rückflussventil mit Luer-Lock-
Spritzenansatz
- 2-Wege-Hahn
- Verlängerungsschlauch aus PVC,
transparent, Luer-Lock-Ansätze
(männlich und weiblich), ca. 50
cm lang
- beigelegte Einmalspritze
- steril, zum Einmalgebrauch

HYDRAULISCHE URETHRA- DILATATOREN



Spitzenform	ART. NR.	MATERIAL	BESTELLGRÖSSE	LÄNGE	BALLON	VE
 konisch mit zentraler Öffnung für koaxiale Anwendung	342100*	Polyurethan Latexballon	Ch. 14:28	ca. 40 cm	8,0 ml 15 cm lang	1
	342101*	Polyurethan Latexballon	Ch. 12:22	ca. 40 cm	5,0 ml 15 cm lang	1
	342102*	Polyurethan Latexballon	Ch. 14:28	ca. 50 cm	13,0 ml 20 cm lang	1
 Tiemann, 1 Auge	342200*	Polyurethan Latexballon	Ch. 14:28	ca. 40 cm	8,0 ml 15 cm lang	1
	342201*	Polyurethan Latexballon	Ch. 12:22	ca. 40 cm	5,0 ml 15 cm lang	1
	342202*	Polyurethan Latexballon	Ch. 14:28	ca. 50 cm	13,0 ml 20 cm lang	1

Maximaler Durchmesser des Führungs-
drahtes für koaxiale Urethradilatatoren

ART. NR. 342100 / 342101 / 342102	
0,035"	0,89 mm

** Diese Produkte enthalten Naturlatex,
welcher zu allergischen Reaktionen führen kann.*