

Hilfsmittel Dauerkatheter Qufora Silikon Ballonkatheter

Farbcodiertes Ventil



Zylindrische/geschlossene und volle Spitze



Symmetrischer Ballon



Produkteigenschaften


- Die sehr glatte Oberfläche sorgt für eine geringe Inkrustationsneigung
- Hohe Biokompatibilität beugt Irritationen an der Schleimhaut vor und sorgt für eine gute Verträglichkeit
- Dank eines großen Innenlumens und Augen hat der Qufora Silikon Ballonkatheter eine hohe Drainageleistung
- Symmetrischer Ballon ermöglicht eine sichere Fixierung des Katheters in der Blase
- Atraumatische Spitze und Augen erleichtern das Einführen des Katheters
- Das feste aber dennoch elastische Material sorgt für maximalen Tragekomfort
- Röntgenschattengebende Spitze und Kontraststreifen erlauben eine radiologische Darstellung des Katheters

Dies macht den Qufora Silikon Ballonkatheter ideal für die Langzeitdrainage.

Qufora Silikon Ballonkatheter, 2-Wege

- 100% Silikon
- Zylindrische/geschlossene und volle Spitze
- 2 gegenüberliegenden Augen
- Farbcodiertes Ventil
- Ventil für Luer Spritzenansätze
- Ch. 6, 8 und 10 mit Mandrin geliefert
- Doppelt steril verpackt
- VE: 10 Stück

Größe Ch./Fr.	Ballon: 5-10ml Ch. 12: 5 ml Länge: ca. 42 cm		Ballon: 30 ml Länge: ca. 42 cm		Ballon: Ch. 6: 1-1,5 ml Ch. 8 & 10: 2-3 ml Länge: ca. 33 cm	
	REF	PZN	REF	PZN	REF	PZN
● 6					31210506	5129520
● 8					31210508	5129566
● 10					31210510	5129595
○ 12	31122212	4514977				
○ 14	31122214	4588562	32122214	5129129		
○ 16	31122216	4590458	32122216	5129170		
○ 18	31122218	4645389	32122218	5129224		
○ 20	31122220	4651792	32122220	5129299		
○ 22	31122222	4788700	32122222	5129402		
○ 24	31122224	4809336	32122224	5129425		
○ 26	31122226	4811385	32122226	5129460		
Hilfsmittelnr.:	15.25.15.6101		15.25.15.6134		15.25.15.6135	



SOFT FOLEYPLAST 3-WEGE SPÜLKATHETER

Für postoperative Drainage

Vorteil gegenüber Silikon

Ablauf ca. 45% mehr Spüllumen

Zulauf ca. 45% mehr Spülflüssigkeit



Nummer	Katheterspitze	Füllmenge	CH-Größen
9533	Soft Foleyplast Dufour	30 ml	16/18/20/22/24
9535	Soft Foleyplast Dufour	75 ml	16/18/20/22/24



Nummer	Katheterspitze	Füllmenge	CH-Größen
9532	Soft Foleyplast Couvelaire	30 ml	16/18/20/22/24
9531	Soft Foleyplast Couvelaire	75 ml	16/18/20/22/24



Nummer	Katheterspitze	Füllmenge	CH-Größen
9581	Soft Foleyplast Mercier	30 ml	16/18/20/22/24
9539	Soft Foleyplast Mercier	75 ml	16/18/20/22/24