

Einmalkatheter

Allgemeine Vorteile

Atraumatische Urin-Drainage

Satiniertes, medizinisches PVC und zwei abgerundete, seitlich versetzte Augen sorgen für optimale Gleitfähigkeit und schonen das empfindliche Gewebe.

Schnelle Größen-Identifizierung

Die farbkodierten Trichteransätze des Einmalkatheters ermöglichen eine schnelle und sichere Identifizierung der Größen.

Details

- Atraumatische Augen
- Einzeln steril verpackt
- Transparentes PVC für volle Sichtbarkeit des Urins
- Pyrogen- und Latexfrei

Praxis

Die Einmalkatheter eignen sich ausschließlich zum kurzzeitigen Gebrauch.

Frauen-Einmalkatheter

Der 18 cm lange Frauen-Einmalkatheter mit Nelaton-Spitze ist speziell an die weibliche Anatomie angepasst.

Ansicht



Bestelldaten VE 100 Stück steril

Frauen-Einmalkatheter; HMV-Nr. 15.24.14.5019

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
02014182	08 ■	00052250	1
02015182	10 ■	00052267	1
02016182	12 □	00052273	1
02017182	14 ■	00052296	1
02019182	16 ■	00052304	1
02020182	18 ■	00052310	1

Nelaton-Einmalkatheter

Mit 40 cm Länge ist der Nelaton-Einmalkatheter ideal für Männer geeignet.

Ansicht



Bestelldaten VE 100 Stück steril

Nelaton-Einmalkatheter; HMV-Nr. 15.25.14.5020

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
01001182	06 ■	00052037	1
01004242	08 ■	00052043	1
01007242	10 ■	00052066	1
01008242	12 □	00052072	1
01009242	14 ■	00052089	1
01013242	16 ■	00052095	1
01015242	18 ■	00052132	1
01017242	20 ■	00052149	1
01019182	22 ■	00052155	1

Tiemann-Einmalkatheter

Einmalkatheter speziell für Männer: dank der gewinkelten Tiemann-Spitze (Kugelspitze) kann die Prostata-Passage besonders schonend umsteuert werden. Ein Marker auf dem Konnektor zeigt die Ausrichtung der Tiemann-Spitze während des Einführens an.

Ansicht



Bestelldaten VE 100 Stück steril

Tiemann-Einmalkatheter; HMV-Nr. 15.25.14.5021

REF	CH + Farbcode	PZN	VPE
03006182	08 ■	00052178	1
03007242	10 ■	00052184	1
03008242	12 □	00052190	1
03009242	14 ■	00052209	1
03011242	16 ■	00052215	1
03013242	18 ■	00052221	1
03014242	20 ■	00052238	1