

Subdermalnadel Programm

dengg
Medizintechnik

Franz-Fischer-Strasse 4
6020 Innsbruck

Tel. +43 (0) 512-308 308

office@dengg-med.at
www.dengg-med.at



Subdermalnadel - einfarbig - 6 Farben

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
SD51-426-X	25 x 1 Stück	13mm Nadel, 100cm Kabel 0,4mm Durchmesser	
SD51-626-X	25 x 1 Stück	13mm Nadel, 150cm Kabel 0,4mm Durchmesser	
SD51-826-X	25 x 1 Stück	13mm Nadel, 250cm Kabel 0,4mm Durchmesser	



Ihre Farbe - Ihre Wahl

alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermalnadel - im Farbmix - 12 Farben

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
SD51-426-V1	4 x 6 Farben	13mm Nadel, 100cm Kabel	
SD51-426-V2	4 x 6 Farben	0,4mm Durchmesser	
SD51-626-V1	4 x 6 Farben	13mm Nadel, 150cm Kabel	
SD51-626-V2	4 x 6 Farben	0,4mm Durchmesser	
SD51-826-V1	4 x 6 Farben	13mm Nadel, 250cm Kabel	
SD51-826-V2	4 x 6 Farben	0,4mm Durchmesser	



alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermalnadel - im Farbmix - 5 Farben

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
SD51M-426-M	5 x 5 Stück	13mm Nadel, 100cm Kabel 0,40mm Durchmesser	■ ■ ■ ■ ■
SD51M-626-M	5 x 5 Stück	13mm Nadel, 150cm Kabel 0,40mm Durchmesser	■ ■ ■ ■ ■
SD51M-826-M	5 x 5 Stück	13mm Nadel, 250cm Kabel 0,40mm Durchmesser	■ ■ ■ ■ ■
SD58M-426-M	25 Stück	18mm Nadel, 100cm Kabel 0,35mm Durchmesser	■
SD58M-626-M	25 Stück	18mm Nadel, 150cm Kabel 0,35mm Durchmesser	■
SD58M-826-M	25 Stück	18mm Nadel, 250cm Kabel 0,35mm Durchmesser	■



alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermalnadel twisted -im Farbmix- 12 Farben


Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
SD52-426-V1	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 100cm Kabel Durchmesser 0,4mm	
SD52-426-V2	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 100cm Kabel Durchmesser 0,4mm	
SD52-626-V1	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 150cm Kabel Durchmesser 0,4mm	
SD52-626-V2	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 150cm Kabel Durchmesser 0,4mm	
SD52-826-V1	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 250cm Kabel Durchmesser 0,4mm	
SD52-826-V2	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 250cm Kabel Durchmesser 0,4mm	



alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermalnadel - im Farbmix - 6 Farben

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
SD58-426-M	4 x 6 Farben	18mm Nadel, 100cm Kabel 0,35mm Durchmesser	
SD58-626-M	4 x 6 Farben	18mm Nadel, 150cm Kabel 0,35mm Durchmesser	
SD58-826-M	4 x 6 Farben	18mm Nadel, 250cm Kabel 0,35mm Durchmesser	



alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermalnadel twisted - im Farbmix - 12 Farben

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Beschreibung

Farbkombination

SD58T-426-V1

20 x 1 Paar

18mm Nadel, 100cm Kabel
Durchmesser 0,35mm



SD58T-626-V1

20 x 1 Paar


18mm Nadel, 150cm Kabel
Durchmesser 0,35mm



SD58T-826-V1

20 x 1 Paar


18mm Nadel, 250cm Kabel
Durchmesser 0,35mm



alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt


Subdermalnadel - im Farbmix - 6 Farben

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
SD57-426-V1	4 x 6 Farben	13mm Nadel, 100cm Kabel 0,20mm Durchmesser	
SD57-626-V1	4 x 6 Farben	13mm Nadel, 150cm Kabel 0,20mm Durchmesser	
SD57-826-V1	4 x 6 Farben	13mm Nadel, 250cm Kabel 0,20mm Durchmesser	



alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermalnadel twisted - im Farbmix - 12 Farben

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbkombination
 SD57T-426-V1	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 100cm Kabel Durchmesser 0,20mm	
SD57T-626-V1	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 150cm Kabel Durchmesser 0,20mm	
SD57T-826-V1	20 x 1 Paar	13mm Nadel, 250cm Kabel Durchmesser 0,20mm	

alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Korkenzieherelektrode - im Farbmix - 6 Farben

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Beschreibung

Farbkombination

SD55-426-V1

4 x 6 Farben

Korkenzieher, 100cm Kabel



SD55-626-V1

4 x 6 Farben

Korkenzieher, 150cm Kabel



SD55-826-V1

4 x 6 Farben

Korkenzieher, 250cm Kabel



SD55W-426-V1

4 x 6 Farben

Korkenzieher, 100cm Kabel



SD55W-626-V1

4 x 6 Farben


Korkenzieher, 150cm Kabel




SD55W-826-V1

4 x 6 Farben

Korkenzieher, 250cm Kabel



SD55...



SD55W...

alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

Subdermal Hakennadel

Unsere monopolaren und bipolaren Subdermalnadeln erhalten Sie in unterschiedlichsten Ausführungen und Variationen. Herauszustellen ist dabei die Vielfalt an erhältlichen Winkeln von 30°, 45°, 90° und 150° und der Auswahl an Nadellängen von 20, 30 und 40mm bei einem Nadeldurchmesser von 0,35mm.

Bei der monopolaren Nadel können Sie sich zudem für eine reine Stahlnadel oder ein mit Teflon isoliertes Produkt entscheiden.


Die Kabellänge beträgt wahlweise 100 oder 150cm.



Subdermal Paar-Elektroden

Farbe	Nadelwinkel	Nadellänge	Nadelabstand
Blau	150°	13mm	2,5mm
Grün	150°	18mm	5mm
Rot	150°	25mm	5mm
Weiß	150°	37mm	10mm
Gelb	150°	50mm	10mm
Blau	90°	13mm	2,5mm
Grün	90°	18mm	5mm
Rot	90°	25mm	5mm
Weiß	90°	37mm	10mm
Gelb	90°	50mm	10mm

Alle Elektroden erhalten Sie mit getwistetem 2 farbigen 150cm Kabel



Monopolare EMG Einmalnadeln teflonbeschichtet

Nadellänge	Ableitfläche	Artikelnummer	Verpackungseinheit
15mm	0,28mm ²	STFDN261500	25 Stück
25mm	0,28mm ²	STFDN262500	25 Stück
37mm	0,28mm ²	STFDN263700	25 Stück
37mm	0,34mm ²	STFDN263745	25 Stück
50mm	0,34mm ²	STFDN265045	25 Stück
75mm	0,34mm ²	STFDN267545	25 Stück

Alle Nadeln sind mit einem 120cm langem Kabel und einen 1,5mm DIN Stecker ausgestattet.



Einmal Subdermalnadeln verdrillt

Nadel 13mm x 0,40mm

Kabellänge	100cm	150cm	250cm	Verpackungseinheit
3-adrig	SD52D-426	SD52D-626	SD52D-626	10 Sets a 3 Farben
5-adrig	SD52F-426	SD52F-626	SD52F-626	10 Sets a 5 Farben

Nadel 18mm x 0,35mm

Kabellänge	100cm	150cm	250cm	Verpackungseinheit
3-adrig	SD58D-426	SD58D-626	SD58D-626	10 Sets a 3 Farben
5-adrig	SD58F-426	SD58F-626	SD58F-626	10 Sets a 5 Farben



Wiederverwendbare Subdermalnadeln verdrillt

Nadel 13mm x 0,40mm

Kabellänge	100cm	150cm	250cm	Verpackungseinheit
3-adrig	U52D-426	U52D-626	U52D-626	10 Sets a 3 Farben
5-adrig	U52F-426	U52F-626	U52F-626	10 Sets a 5 Farben



Einmal Subdermalnadel


Artikelnummer

Verpackungseinheit

Beschreibung

Farbe

SD51-007-E



40 x 1 Stück

1mm Nadel, 0,7mm Pin Anschluss
Nadeln sind einzeln, steril verpackt



passendes Anschlusskabel

10020671

1 Stück

100cm 2 adrig
5-pol DIN 270° Stecker



10020626

1 Stück

100cm 2 adrig
1,5mm DIN Stecker



10020671

1 Stück

200cm 2 adrig
5-pol DIN 270° Stecker



10020626

1 Stück

200cm 2 adrig
1,5mm DIN Stecker





alle Nadeln sind einzeln und steril verpackt

ebenso 3 adrig erhältlich



Einmal Subdermalnadel aus Stahl

Artikelnummer	Verpackungseinheit	Beschreibung	Farbe
SD51-111	5 x 5 Stück	12mm Nadel, 1mm PIN Stecker 0,35mm Durchmesser	■
			
SD51-107	5 x 5 Stück	12mm Nadel, 0,7mm Stecker 0,35mm Durchmesser	■
			
SD58-111	5 x 5 Stück	18mm Nadel, 1mm PIN Stecker 0,40mm Durchmesser	■
			

Einmal Subdermalnadeln verdrillt

0,7mm Buchse

mit 100cm Anschlusskabel
mit 150cm Anschlusskabel
mit 200cm Anschlusskabel

1-fach

1207SET426
1207SET626
1207SET726

2-fach

1207ZSET-426
1207ZSET-626
1207ZSET-726

3-fach

1207DSET-426
1207DSET-626
1207DSET-726

1mm Buchse

mit 100cm Anschlusskabel
mit 150cm Anschlusskabel
mit 200cm Anschlusskabel

1226SET426
1226SET626
1226SET726

1226ZSET-426
1226ZSET-626
1226ZSET-726

1226DSET-426
1226DSET-626
1226DSET-726

1mm Pin

mit 100cm Anschlusskabel
mit 150cm Anschlusskabel
mit 200cm Anschlusskabel

1223SET426
1223SET626
1223SET726

1223ZSET-426
1223ZSET-626
1223ZSET-726

1223DSET-426
1223DSET-626
1223DSET-726



Entdecken Sie unseren weiteren Produktprogramme

MultiCap Programm



dengg
Medizin

Franz Fischer-Strasse 4
6020 Innsbruck
Tel: +43 (0) 512 308 308
office@dengg-med.at
www.dengg-med.at

Pasten & Gele Programm



dengg
Medizin

Franz Fischer-Strasse 4
6020 Innsbruck
Tel: +43 (0) 512 308 308
office@dengg-med.at
www.dengg-med.at

Gern sind wir persönlich für Sie da!

**Sie erreichen uns unter
Tel: +43 (0) 512 308 308
office@dengg-med.at
www.dengg-med.at**

dengg
Medizintechnik

WIR **SEHEN** UNS...
... EUER **MATS**

Franz-Fischer-Strasse 4
6020 Innsbruck

Tel. +43 (0) 512-308 308

office@dengg-med.at
www.dengg-med.at

